



ระบบตรวจสอบความปลอดภัยการให้เลือด

SRK Safe Blood Transfusion System

คู่มือพยาบาล (User)

คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin)

เวอร์ชัน 1.0 · มิถุนายน 2569 · โรงพยาบาล SRK

สารบัญ

ส่วนที่ 1 — พยาบาล (USER)

1. การเข้าสู่ระบบ	3
2. ขั้นตอนที่ 1 — Scan และระบุข้อมูลผู้ป่วย + ถังเลือด	3
3. ผลการตรวจสอบ (PASS / FAIL)	4
4. ขั้นตอนที่ 2 — ยืนยันด้วยพยาบาล 2 คน	4
5. ขั้นตอนที่ 3 — หน้าสรุปสำเร็จ / แชร์ LINE	5
6. Session Timeout และการออกจากระบบ	5

ส่วนที่ 2 — ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

7. การเข้าสู่ระบบ Admin	6
8. การดู Audit Log	6
9. การจัดการผู้ใช้งาน	7
10. นโยบายข้อมูลและความปลอดภัย	8

ส่วนที่ 1

คู่มือสำหรับพยาบาล (User)

ขั้นตอนการใช้งานระบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนให้เลือดผู้ป่วย

1. การเข้าสู่ระบบ

1. เปิด Browser บนมือถือหรือ Tablet → ไปที่ URL ของระบบ
2. กรอก **Email** และ **Password** ที่ได้รับจาก Admin
3. กด "เข้าสู่ระบบ"
4. หน้าหลักจะแสดง **ชื่อพยาบาล** และ **Ward** ของท่านที่มุมบนขวา



ลืมนรหัสผ่าน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อ Reset รหัสผ่าน

2. ขั้นตอนที่ 1 — Scan และระบุข้อมูล

1

Scan สติกเกอร์ผู้ป่วย (จากแบบบันทึกการให้โลหิต)

1. กดปุ่ม "Scan ชื่อผู้ป่วย หน้า Order สั่งให้เลือด"
2. ให้กล้องจับ Barcode/QR Code บนแบบบันทึกการให้โลหิต
3. ระบบอ่าน HN อัตโนมัติ



กรณี Scan ไม่ได้

กด "Scan ใหม่" เพื่อลองอีกครั้ง หรือกด "พิมพ์ HN เอง" → กรอก HN ด้วยมือ → กด ยืนยัน

2 Scan ถุงเลือด

1. หลังได้ HN แล้ว → กดปุ่ม "Scan ถุงเลือด"
2. ให้กล้องจับ Barcode บนถุงเลือด
3. ระบบบันทึกรหัสถุงเลือดอัตโนมัติ

3 กรอกข้อมูลตรวจสอบ

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง:

ช่องข้อมูล	อ่านจาก
ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย	แบบบันทึกการให้โลหิต
Blood Group ผู้ป่วย (ABO + Rh)	แบบบันทึกการให้โลหิต
ชนิดเลือดที่สั่ง (Order แพทย์)	แบบบันทึกการให้โลหิต
Blood Group ถุงเลือด (ABO + Rh)	ป้ายถุงเลือด
ชนิดเลือดในถุง	ป้ายถุงเลือด
ปริมาณ (ml)	ป้ายถุงเลือด

จากนั้นกด "ยืนยัน → ตรวจสอบ Blood Group + ชนิดเลือด"

3. ผลการตรวจสอบ

 **PASS** — ข้อมูลตรงกัน

- ระบบแสดงสรุปสีเขียว
- ไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

 **FAIL** — ข้อมูลไม่ตรง

- Alert สีแดง + เสียงเตือน
- ห้ามให้เลือดโดยเด็ดขาด
- ระบบบันทึก FAIL log อัตโนมัติ
- ส่งถุงเลือดคืน Blood Bank
- กด "ล้างข้อมูล เริ่มใหม่"

4. ขั้นตอนที่ 2 — ยืนยันด้วยพยาบาล 2 คน

1. ตรวจสอบสรุปข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ
2. พยาบาลคนที่ 1 — ชื่อแสดงอัตโนมัติจากการ Login (ไม่ต้องกรอก)
3. พยาบาลคนที่ 2 — กรอกชื่อพยาบาลที่ยืนยันร่วม (ต้องเป็นคนละคนกับพยาบาลที่ 1)
4. กด "ยืนยันเริ่มให้เลือด — บันทึกเวลา"



ห้ามกรอกชื่อตัวเองซ้ำ

ระบบตรวจจับและไม่อนุญาตให้พยาบาลคนที่ 1 และ 2 เป็นชื่อเดียวกัน

5. ขั้นตอนที่ 3 — หน้าสรุปสำเร็จ

หลังยืนยัน ระบบแสดง **บันทึกสำเร็จ** พร้อมสรุปข้อมูลการให้เลือดทั้งหมด

การบันทึกภาพ / แชร์ไป LINE:

1. กด "บันทึกภาพ / แชร์ไป LINE"
2. มือถือเปิด Share sheet → เลือก **LINE** หรือ **บันทึกรูป**
3. ส่งเข้า Line กลุ่ม Ward ได้เลย

เริ่มผู้ป่วยรายต่อไป:

กด "เริ่มผู้ป่วยรายต่อไป" → ระบบล้างข้อมูลและกลับสู่ขั้นตอนที่ 1 อัตโนมัติ

6. Session Timeout และการออกจากระบบ

SESSION TIMEOUT

- ไม่ใช้งาน 5 นาที → ล้างข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติ
- ต้องเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
- ไม่ต้อง Login ใหม่

ออกจากระบบ

- กดปุ่ม **Logout** มุมบนขวา
- ควร Logout ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ

ส่วนที่ 2

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

การดู Audit Log, ผู้ใช้งาน และการดูแลระบบ

7. การเข้าสู่ระบบ Admin

1. Login ด้วย Email/Password Admin ที่ตั้งค่าไว้
2. หลัง Login จะเห็น **Admin Dashboard** ซึ่งแตกต่างจากหน้าพยาบาล
3. Dashboard แสดง Audit Log จากทุก Ward

8. การดู Audit Log

คอลัมน์ที่แสดงในตาราง:

คอลัมน์	ความหมาย
Ward	ชื่อหอผู้ป่วย
เวลา	วันเวลาที่ให้เลือด
Wristband ID	รหัส Barcode ป้ายข้อมือผู้ป่วย
ถุงเลือด	รหัสถุงเลือด
ชนิด	PRC / FFP / Platelet / WB
Blood Group	หมู่โลหิตถุงเลือด
ผลการ Match	✅ PASS หรือ ❌ FAIL
พยาบาล 1 / 2	ชื่อพยาบาลที่ยืนยัน

การ Filter:

กรองตามวันที่

- เลือกวันที่ต้องการดู
- แสดงเฉพาะ Log ของวันนั้น

กรองตามผล

- PASS — แสดงเฉพาะที่ผ่าน
- FAIL — แสดงเฉพาะที่ไม่ผ่าน
- ทั้งหมด — แสดงทุกรายการ

 **Export ข้อมูล CSV**
Supabase Dashboard → Table Editor → transfusion_logs → Export → CSV

9. การจัดการผู้ใช้งาน

เพิ่มพยาบาล / User ใหม่

- 1. เข้า **Supabase Dashboard** → Project → **Authentication** → **Users**
- 2. กด **"Add User → Create new user"**
- 3. กรอก **Email** และ **Password**
- 4. หลัง Create → คลิกที่ User → **"Edit User Metadata"**
- 5. กรอก metadata ดังนี้:

```
{
  "nurse_name": "ชื่อ-สกุล พยาบาล",
  "ward_id": "ward-A",
  "ward_name": "ศัลยกรรมชาย",
  "role": "nurse"
}
```

ตาราง ward_id

ward_id	ward_name	ward_id	ward_name
ward-A	ศัลยกรรมชาย	ward-H	วิกฤตอายุรกรรม
ward-B	ศัลยกรรมหญิง	ward-I	วิกฤตอุบัติเหตุ, ศัลยกรรมหัวใจ
ward-C	อายุรกรรมชาย	ward-J	ห้องผ่าตัดศัลยกรรม
ward-D	กุมารเวชกรรม	ward-K	ห้องผ่าตัดสูติกรรม
ward-E	สูติกรรม	ward-L	อุบัติเหตุชาย
ward-F	อายุรกรรมหญิง	ward-M	อาคาร 1 ชั้น 4
ward-G	วิกฤตศัลยกรรม	ward-N	อาคาร 2 ชั้น 6

เพิ่ม Admin ใหม่

```
{
  "nurse_name": "ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลระบบ",
  "ward_id": "admin",
  "ward_name": "ผู้ดูแลระบบ",
  "role": "admin"
}
```


 RESET รหัสผ่าน

- Supabase → Authentication → Users
- คลิก User → **Send Password Reset Email**
- ระบบส่ง link ไปที่ Email

 ลบ USER

- Supabase → Authentication → Users
- คลิก User ที่ต้องการลบ
- กด **Delete User**

10. นโยบายข้อมูลและความปลอดภัย

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาเก็บ Log	60 วัน — ลบอัตโนมัติทุกวันที่ 4 น. (Vercel Cron)
ข้อมูลผู้ป่วย	เก็บเฉพาะ Wristband ID (Barcode) — ไม่เก็บชื่อ/วันเกิด (PDPA)
การแยก Ward	พยาบาลเห็นเฉพาะ Log ของ Ward ตัวเอง (Row Level Security)
Admin	เห็น Log ทุก Ward
Supabase Free Tier	ขีดจำกัด 500 MB — ระบบ retention ป้อนกันเกิน